


Brymill®
CRYOGENIC SYSTEMS

*30 yıldır
üretmekte
olduğu
portatif
kriyo
cihazları
alanında
dünya
lideridir.*



Patentli CRY-AC® dünyadaki
en emniyetli ve çok yönlü cihazdır.

Bu katalogta bulunan tüm aksesuarlar CRY-AC ve CRY-AC-3'lere uyumludur.

CRY-AC®



KOD NO.	TANIM	TEKNİK
B-700	CRY-AC®	Kapasite: 500 ml Yükseklik: 280 mm Ağırlık: 846 gr (dolu) 466 gr (boş) Statik Muhafaza Süresi: 20-24 Saat
B-800	CRY-AC-3®	Kapasite: 300 ml Yükseklik: 215 mm Ağırlık: 618 gr (dolu) 412 gr (boş) Statik Muhafaza Süresi: 10-12 Saat
CRY-AC® ve CRY-AC-3® 2 yıl garantilidir. Her bir ünite A, B, C, D spray uç ve 20G eğik spray uç ile birlikte kompledir.		

SIVI NİTROJEN MUHAFAZA SİSTEMLERİ



HACİM	KOD NO.	STATİK MUHAFAZA SÜRESİ
2 Litre	501-2	48 Saat
5 litre	501-5	4-5 Hafta
10 Litre	501-10	6-8 Hafta
20 Litre	501-20	8-12 Hafta
20 Litre	501-20SC	300 Gün
30 Litre	501-30	14-16 Hafta
50 Litre	501-50	14-17 hafta

SIVI NİTROJEN AKTARMA SİSTEMLERİ



AKTARMA ÜNİTESİ – KOD NO: 502

Tanka mekanik olarak yaylı sistemle takılır. İki değişik ayarlı emniyet valfine, basınç göstergesine ve manuel basınç tahliye vanasına ve boşaltma ucunda sıçramayı önleyecek metal filtreye sahiptir.



AKTARMA ÜNİTESİ KOD - NO:503

Ekonomik ve basittir. Tankta takılınca oluşan basınçla aktarma sağlanır.

AÇIK SPREY PROBLAR

	KOD NO.	TANIMI	KULLANIM ALANI
	102-A	Sprey Prob – A	Vücut dışındaki lezyonlar içindir. Vücut içinde kullanım tavsiye edilmez.
	102-B	Sprey Prob – B	
	102-C	Sprey Prob – C	
	102-D	Sprey Prob – D	
	102-E	Sprey Prob – E	
	102-F	Sprey Prob – F	

	KOD NO.	TANIMI	KULLANIM ALANI
	106	Düz Uzun Uzatma	Perianal, rektal ve vajinal bölgedeki kondilom için önerilir.
	107-16	Düz Uzun Sprey Prob, 38mm x 16G	
	107-18	Düz Uzun Sprey Prob, 38mm x 18G	
	107-20	Düz Uzun Sprey Prob, 38mm x 20 G	

	KOD NO.	TANIMI	KULLANIM ALANI
	103	Eğik Uçlu Uzatma	Perianal, rektal ve vajinal bölgedeki kondilom, hiperplastik lezyonlar ve ulaşılması güç bölgedeki lezyonlar için önerilir. 20G sprej ile daha ince sprej yapılabilir.
	103-20	Eğik Uçlu Uzun Sprey Prob 76mm x 20 G	
	103-20S	Eğik Uçlu Uzun Sprey Prob 38mm x 20G	

	KOD NO.	TANIMI	KULLANIM ALANI
	104-6	6 mm Kriyoodacı	Kriyoodacı, derin lezyonların derin ve hassas cerrahi tahribi için kullanılabilir.
	104-10	10 mm Kriyoodacı	
	104-15	15 mm Kriyoodacı	
	104-18	18 mm Kriyoodacı	
	104-31	31 mm Kriyoodacı	
		Kriyoodacı ile birlikte eğik uzatma (309) önerilir.	

	KOD NO.	TANIMI	KULLANIM ALANI
	101 101-AA	Akne Sprey Ucu Akne Sprey Ucu	101 ve 101-AA Akmede yüzeyel spreyleme için önerilir.

	KOD NO.	TANIMI	KULLANIM ALANI
	105-S	Intra-nazal bayonet - Düz	Konka tedavisinde
	105-L	Intra-nazal bayonet – Sağ	
	105-R	Intra-nazal bayonet - Sol	

KAPALI PROBLAR

	KOD NO.	TANIMI	KULLANIM ALANI
	214-1	Mini prob – 1mm	Gözkapığı sınırında, sebace hiperplazi, anjiyom, lentijin, minimal keratinli küçük yassı siğil ve trikiasisde, dış kulak kanalındaki ve göz kenarındaki diğer lezyonlarda önerilir. Mükemmel görüntü ve hassas kontrol sağlar.
	214-2	Mini prob – 2mm	
	214-3	Mini prob – 3mm	
	214-4	Mini prob – 4mm	
	214-5	Mini prob – 5mm	
	214-6	Mini prob – 6mm	
	214-SP	Mini prob – Sivri uçlu	
	214-15	Mini prob – 1,5 x 3mm dikdörtgen	
	214-25	Mini prob – 2,5 x 5mm dikdörtgen	

	KOD NO.	TANIMI	KULLANIM ALANI
	216	Konik prob – keskin uçlu	Daha geniş ve üşerli lezyonlara sokulabilir olmasından dolayı daha geniş bir donma alanı etkisine sahiptir.
	203-1	Konik prob – 1mm	
	203-2	Konik prob – 2mm	
	203-3	Konik prob – 3mm	
	203-4	Konik prob – 4mm	
	203-5	Konik prob – 5mm	
	203-6	Konik prob – 6mm	

	KOD NO.	TANIMI	KULLANIM ALANI
	201-6	Top prob – 6mm	Top problar üşerli tümörlerde, geniş tümörlerde, çukur lezyonlarda, kemiksi dokularda veya yumuşak dokuda kubbe tipi simetrik dondurmalar için önerilir.
	201-8	Top prob – 8mm	
	201-1	Top prob – 1cm	
	201-2	Top prob – 2cm	
	201-3	Top prob – 3cm	

	KOD NO.	TANIMI	KULLANIM ALANI
	205-1	Yassı Prob – 1cm	Yassı problar hemoroidde, geniş üşerli bazal hücrelerde, skuamöz hücre tümörlerinde ve/veya rektal metastatik lezyonlarda önerilir.
	205-2	Yassı Prob – 2cm	
	205-2.5	Yassı Prob – 2.5cm	
	205-3	Yassı Prob – 3cm	
	205-5	Yassı Prob – 5cm	

	KOD NO.	TANIMI	KULLANIM ALANI
	202	Çukur Prob – 1cm	Geniş ve çıkıntılı lezyonlarda önerilir.
	222-8	Eğik	
	213-5	3x8x56mm Düz Hemoroid Probu	
	213-8	3x8x56 Eğik Hemoroid Probu	
	204-3	3.5x9x5 Eliptik Prob	
	204-7	7x21 Eliptik Prob	

	KOD NO.	TANIMI	KULLANIM ALANI
	206	Kubbe Servikal Prob – 19mm	Servikal uygulamalarda
	207	Düz Servikal Prob – 19mm	
	208	Kubbe Servikal Prob – 25mm	
	209	Düz Servikal Prob – 25mm	
	210	Servikal Prob – 19 x 5 x 5	
	211	Servikal Prob – 19 x 15 x 5	
	212	Servikal Prob – 25 x 5 x 5	



Doku Isı Monitörü

Kod No. 401-E

Tedavi uygulanan lezyonun marjinal bölgelerindeki doku ısrısını takip etmek için önerilir.

Termokapıl İlgeler

Kod No. 402-19 – 19G x 7.6 cm

Kod No. 402-21 – 21G x 3.8 cm

Kod No. 402-24 – 24G x 3.8 cm

Luer-Lock adaptör



Kod No: 308

Tek kullanımlık şırınga
iğnelerini kullanabilmek
icindir.

Kod No: 301

Kontak problemlerinde ve ince delikli spreylere uçlarda kullanıldığında, sıvı nitrojen akımını artırır ve kesik kesik spreyleri önler.



Bükülebilir Uzatma



Kod No: 309

Uygulama kolaylığı sağlar.

Kod No: 301

Uygulama kolaylığı sağlar.



Acılı Uzatma

Krivotabači



Kord No: 303

Transparan leksan tabakta
3, 5, 8 ve 10mm lik dört
adet delik vardır.

Kod No: 304

Spreyi belli bir bölgede konsantre etmek için kullanılır. Set içerisinde 6, 11, 16, 25, 30 ve 38 mm olmak üzere 6 Değişik çapta neopren koni vardır.



Krivokon Seti

Cry-Ac Cantata



Kod No: 601

Cutaneous Cryosurgery

Kod No: 305

**Kitap**